

SOL. LAVAGGIO OCULARE PH NEUTRO 200 ML



Caratteristiche generali

Pratico falcone contenente una soluzione di fosfato sterile (4,9%), indicato per la rapida neutralizzazione di sostanze chimiche come per es. acidi e alcali. Raccomandato, inoltre, per l'utilizzo personale, inserito nella cassetta degli attrezzi, nella valigetta di pronto soccorso o in una custodia da appendere alla cintura e disponibile su richiesta. E' dotato di mascherina ergonomica per occhi, coperchio parapolvere e di etichetta illustrativa con le istruzioni per l'uso
Tempo di lavaggio: ca. 2 min

Norma CE :I Dispositivi contenuti nel kit sono conformi alla CE 93/42 e al DL 24.2.97

Caratteristiche tecniche

Contenitore : Realizzato in politere per alimenti. Forma anatomica della parte da appoggiare sul bulbo oculare per una maggiore aderenza

| Ingredienti secondo l'INCI: | Cas-n° | % |
|------------------------------|-----------|-----|
| Acqua | 7732-18-5 | >80 |
| Fosfato idrogeno di sodio | 7558-79-4 | 1-5 |
| Fosfato di idrogeno potassio | 7778-77-0 | <1 |

Pharma[+] aid **Pharma[+] med** **Pharma[+] sport** **Pharma[+] nautic**

PHARMAPIU' SRL c/o Centro IBISCO

Edificio B moduli 14/15 – Str. Provinciale Lungofino, 187 - 65013 Città Sant'Angelo (PE)

Tel **39 085 9508120 / Fax **39 085 9508930 - sito internet: www.pharmapiu.com - e-mail: info@pharmapiu.com

P.I. IT01351390685