



CARATTERISTICHE GENERALI

Medicazione oculare adesiva sterile, costituita da un supporto intessuto non tessuto spalmato con adesivo ipoallergenico ad alta tollerabilità cutanea e da un tampone centrale assorbente. E' molto flessibile e conformabile, e si adatta alla zona perioculare proteggendo totalmente l'occhio e garantendo comfort al paziente durante l'applicazione.

Molto delicata al momento della rimozione, non lascia residui di adesivo sulla cute.

La perforazione del supporto e la spalmatura a righe dell'adesivo garantiscono un corretto passaggio di aria e vapore rispettando la traspirazione della cute.

Il tampone centrale è altamente assorbente per proteggere qualsiasi tipo di lesione oculare ed assorbire l'eventuale essudato.

La parte del tampone a contatto con la ferita è costituita da un velo di tessuto non tessuto anti-aderente che minimizza l'adesione su eventuali lesioni superficiali e che assicura una gradevole sensazione di morbidezza a contatto con l'occhio. Il tampone ed il bordo adesivo sono protetti da carta siliconata facilmente rimovibile prima dell'uso. E' radiotrasparente, ovvero non è visibile mediante raggi X.

Indicazioni d'uso

- _ Medicazione dell'occhio in oftalmologia clinica.
- _ Medicazioni post-operatorie di protezione dell'occhio dopo interventi chirurgici.
- _ Medicazioni di ferite oftalmiche di varia natura che coinvolgono la parte esterna dell'occhio.
- _ Medicazione oftalmica in caso di emergenze oculistiche da corpi estranei, lesioni corneali, danni retinici, lesioni meccaniche del globo oculare.
- _ In tutte le situazioni in cui occorra medicare l'occhio con una tecnica rapida e asettica di medicazione che non necessita dell'ausilio di medicazioni secondarie.

Dispositivo medico di classe II