

## SOL. LAVAGGIO OCULARE 500 ML



### Caratteristiche generali

Flacone contenente soluzione sterile di cloruro di sodio (0,9%). Provvisto di mascherina ergonomica per occhi e coperchio parapolvere. Il flacone è adatto ad essere utilizzato come ricarica delle postazioni di lavaggio oculare e per l'impiego singolo. Tempo di lavaggio: ca. 5 minuti

Norma CE :I Dispositivi contenuti nel kit sono conformi alla CE 93/42 e al DL 24.2.97

### Caratteristiche tecniche

COMPOSIZIONE: Ingredienti secondo l'INCI:	Cas-n°	%
Acqua	7732-18-5	99,1
Eur PH sterile NaCl	0,9	7647-14-5

**Pharma[+] aid** **Pharma[+] med** **Pharma[+] sport** **Pharma[+] nautic**

PHARMAPIU' SRL c/o Centro IBISCO

Edificio B moduli 14/15 – Str. Provinciale Lungofino, 187 - 65013 Città Sant'Angelo (PE)  
Tel \*\*39 085 9508120 / Fax \*\*39 085 9508930 - sito internet: [www.pharmapiu.com](http://www.pharmapiu.com) - e-mail: [info@pharmapiu.com](mailto:info@pharmapiu.com)  
P.I. IT01351390685