

CEROTTI MEDI e ASSORTITI



CARATTERISTICHE GENERALI

Cerotto classico per la prima medicazione di ferite ed escoriazioni, con supporto in polietilene elastico e micro perforato strato di garza antiaderente per favorire la traspirazione della pelle.

ISTRUZIONI PER L'USO: Pulire e asciugare con cura la zona interessata. Staccare la parte protettiva del cerotto. Applicare il cerotto e attendere qualche istante per una perfetta aderenza alla pelle.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Cod.400047

Dim.: cm 7x2

Conf.: 100 pz

Cod. 400047/ASS

30 pz cm 7x2

20 pz cm 4x1

20 pz cm 7x2.4

10 pz diametro cm 2.5

14 pz cm 6x2

6 pz cm 3.8x3.8

Prodotto conforme alla MDR 745/2017

Rev.2022