

PHYSIOKIN ELASTOTAPING



CARATTERISTICHE GENERALI

Nastro con circa il 50% di elasticità, simile a quella della cute. Unidirezionale, svolge sul corpo un'azione biomeccanica. Il collante utilizzato è un adesivo acrilico ipoallergico applicato sul tessuto in modo da formare delle onde, caratteristica principale di questo prodotto. Non contiene farmaci o ingredienti chimici, è traspirante, resistente all'acqua e utilizzabile per più giorni fino ad una settimana. Indicazioni: pratica del metodo di bendaggio neuromuscolare.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Misure e colori:

dim. cm 5x5 m ART.400113-BEIGE
dim. cm 5x5 m ART.400114-BLU
dim. cm 5x5 m ART.400115-VIOLA
dim. cm 5x5 m ART.400116-FUCSIA
dim. cm 5x5 m ART.400117-NERO
dim. cm 5x5 m ART.400118-ARANCIO
dim. cm 5x5 m ART.400124-GIALLO
dim. cm 5x5 m ART.400186-VERDE
dim. cm 5x5 m ART.400210-ROSSO
dim. cm 5x5 m ART.400209-BIANCO

dim. cm 7,5x5 m ART.400200-BEIGE
dim. cm 7,5x5 m ART.400201-BLU
dim. cm 7,5x5 m ART.400202-FUCSIA
dim. cm 7,5x5 m ART.400204-NERO

Materiale: acrilico, cotone

Il dispositivo è conforme alla direttiva MDR 745/2017

Rev. 2022